

# MOLDES SILICONA

N-ARCHITECT ANTERIORS



Fabricados en silicona transparente, estos moldes permiten realizar muy fácil y rápidamente vuestras propias carillas de cera o composite.

El surtido está compuesto por tres formas superiores y una forma inferior, cada una en dos tamaños diferentes, por un total de 8 moldes.



**Descripción**

New Architect, set de 8 moldes anteriores en silicona

**Art. n°**

2111

SHILELINE 2017


# MOLDES SILICONA

N-ARCHITECT POSTERIORS



Los moldes de silicona Posteriors son complementarios a los Anteriors de la página 36. El set contiene dos formas de base superiores y dos inferiores.

Estos moldes son muy útiles para realizar encerados de diagnóstico. También permiten una tasa de productividad muy elevada para los casos de cerámica prensada.



**Descripción**

New Architect, set de 4 moldes posteriores en silicona

**Art. n°**

2121