

neo.lign®

Dientes

# Carta de formas



choose natural beauty

powered by  
visio.lign®

---

# Sup. anteriores




## Sup. anteriores




## Inf. anteriores



## Sup./Inf. anteriores



## Sup./Inf. posteriores





COLORES Y FORMAS "VARIEDAD CON SISTEMA"

neo.lign® A

Anterior / dientes anteriores



- 11 formas de maxilar superior
- 4 formas de maxilar inferior

neo.lign® P

Posterior / dientes posteriores

Forma G



- Diseño multifuncional de las superficies masticatorias para todos los conceptos de oclusión

Forma L



- Diseño lingualizado de las superficies masticatorias para prótesis totales

Disponible en los




pequeño grande

Disponible en los



pequeño grande



TABLAS DE COMBINACIÓN  
neo.lign® Dientes

Anteriores		Posteriores Sup. / Inf.	
Sup.	Inf.	Forma G	Forma L
C43	T33 / T35	G2	L2
A44	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
F44	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
I45	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
H46	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
S46	T35 / D38	G3	L3
I47	D38	G3	L3
D48	D38	G3 / G4	L3 / L4
M48	D38	G3 / G4	L3 / L4
D49	D38 / D41	G3 / G4	L3 / L4
B51	D41	G4	L4

neo.lign® Dientes  
a novo.lign® Carillas  
Posteriores Sup. / Inf.

neo.lign® Forma L	novo.lign® Forma W
L2 / L3	W3
L3 / L4	W4

## neo.lign® Carta de formas

Dientes



choose natural beauty

bredent  
group

0003290E-20170424  
Salvo error y modificaciones

