

novo.lign[®]

Carillas de revestimiento

Elección del diseño



veneer natural beauty

powered by
visio.lign[®]

Maxilar superior



Maxilar superior



Imagen 1:1, medida en mm

Grosor de la faceta en la zona cervical y zona central de 1 mm

Puede darse excepcionalmente una ligera desviación

en el ámbito de las décimas de milímetro

Mandibular anterior



COLORES Y FORMAS "VARIEDAD CON SISTEMA"

novo.lign® A
Dientes anteriores



Grosor del tabique bucal 1,0 mm

- 12 Formas de maxilar superior
- 3 Formas de maxilar inferior

novo.lign® P
Dientes posteriores

Formas G



Grosor del tabique bucal 1,2 mm

- Diseño multifuncional de las superficies masticatorias para todos los conceptos de oclusión

Formas L



Grosor del tabique bucal 1,0 mm

- Diseño lingualizado de las superficies masticatorias, para prótesis totales

Formas W



Grosor del tabique bucal 0,8 mm

- Diseño multifuncional de las superficies masticatorias para todos los conceptos de oclusión
- Forma anatómica "extra" ancha, especialmente recomendada para revestir coronas y puentes.

Disponible en los siguientes tamaños



Disponible en los siguientes tamaños



Disponible en los siguientes tamaños



- BL3
- A1
- A2
- A3
- A3,5
- A4
- B1
- B2
- B3
- B4
- C1
- C2
- C3
- C4
- D2
- D3
- D4

Maxilar/Mandibular posterior




Imagen 1:1, medida en mm

Grosor de la faceta en la zona cervical y zona central de 1 mm

Puede darse excepcionalmente una ligera desviación

en el ámbito de las décimas de milímetro

Maxilar/Mandibular posterior



ново.lign® – Elección del diseño

Carillas de revestimiento



veneer natural beauty

bredent
group

0002020E-20170120
Salvo error y modificaciones

